

Guantes Látex

Desechables

Ficha Técnica



Especificaciones

- No estériles
- Levemente entalcado
- Tipo: Grado medico
- Material: Látex de caucho natural de alta calidad
- Características estructurales: ajustable a cualquier mano
- Color: Blanco
- Diseño de puños: puños enrollados
- Empaque: 100 pcs/caja, 10 cajas/cartón
- Vida útil: 2 años

Condiciones de almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco y seco. Evitar la luz solar directa. Mantener alejados de fuentes de ozono o ignición

Aplicaciones

exploraciones médicas, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, manipulación de material médico contaminado, protección contra fluidos corporales y contaminación bacteriana, de uso médico hospitalario y Laboratorios. También son usados en la industria alimentaria, fábricas de productos electrónicos, industrias químicas, investigación científica, entre otras industrias.

Guantes Látex

Desechables

Ficha Técnica




Certificaciones estándar de calidad

- Cumplimiento de la norma GB 10213 y la norma EN 455 (Europa)
- Fabricado bajo el sistema de gestión de calidad ISO 13485 e ISO 9001
- Conforme a la norma ISO 10993
- Cumplimiento de la norma ASTM D 3578
- Certificado CE (EU)

Descripción	Guantes de inspección de látex					
Talla	XS, S, M, L, XL					
Largo (mm)	240+ - 5mm					
Ancho de la palma	Talla	XS	S	M	L	XL
	mm	70+-10	83+-5	90+-10	105+-10	120+-10
Propiedades Físicas	Fuerza de ruptura(N)		Antes del vencimiento		Después del vencimiento	
	Alargamiento a la rotura (%)		>7		>6	
Muestreo			>650		>500	
	Según GB / T 2828.1		AQL		Nivel de inspección	
	Agujero		2.5		G-1	
Rendimiento físico y tamaño		4.0		S-2		

Guía para la selección de talla

Debido a los diferentes métodos de medición o herramientas, guantes de nitrilo y guantes de látex de PVC para la diferencia de materiales, el error de tamaño permitido es de aproximadamente 2-5 mm.



Guantes Látex Desechables



Ficha Técnica

BENEFICIO FUNCIONAL

- Látex natural puro, concentrado y compuesto
- Flexibilidad y resistencia al desgarro
- Protección contra sustancias no deseadas o peligrosas
- El puño enrollado facilita la colocación y ayuda a prevenir el retroceso con su adaptación ergonómica.
- La elasticidad del látex propicia la movilidad y flexibilidad permitiendo mejor destreza al tacto.
- La suavidad proporciona una comodidad superior y un ajuste natural.
- Dedos ambidiestros y rectos
- Las características especiales garantizan un mejor agarre y manejo de los instrumentos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Antes de usar los guantes hay que retirar anillos, relojes y pulseras que puedan romperlos.
- Lavar y secar las manos previamente.
- No se debe aplicar cremas antes de colocarse los Guantes, pueden alterar las propiedades del guante.
- Una vez abierta la caja / Display de guantes utilizarlos en el menor tiempo posible ya que se pueden contaminar.
- Para su manipulación evite el contacto con solventes orgánicos y aceites

Guantes Látex Desechables



Ficha Técnica

Método de desecho

Desechar de acuerdo a la norma (nunca reutilizar el producto).



Protección



Respirable



**No es fácil
de penetrar**



**Filtrado
Fuerte**



Certificación